



รายละเอียดสินค้า

1. เป็นแบบจำลองการคุมกำเนิดเพศหญิง รายละเอียดถูกต้องตามหลักโครงสร้างกายวิภาค
2. มีรายละเอียดเช่น ผนังหน้าท้องนุ่ม มดลูก และอื่น ๆ
3. ส่วนที่โปร่งใสช่วยให้สามารถสังเกตตำแหน่งการใส่อุปกรณ์คุมกำเนิดในโพรงมดลูก (IUD) และทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องตามขั้นตอนถูกต้องหรือไม่
4. สามารถแสดงตำแหน่งของมดลูกได้ 3 แบบ ได้แก่ มดลูกเอียงไปข้างหน้า (Anteversion position) มดลูกอยู่แนวนอน (Horizontal position) มดลูกเอียงไปข้างหลัง (Retroversion position)
5. สามารถใช้เพื่อการสอนและฝึกปฏิบัติด้านการคุมกำเนิดเพศหญิง ต่าง ๆ ดังนี้ การตรวจภายในแบบสองมือ (Bimanual examination) การใส่และถอดแผ่นกั้นช่องคลอด (Vaginal diaphragm) การใส่และถอดห่วงคุมกำเนิดในโพรงมดลูก (IUD) การใส่ฟองน้ำคุมกำเนิด (Foam sponge contraceptive device)

